

Rev. 01  
Giugno 2010

 LifeMED

## Scheda tecnica

seca 216

Altimetro meccanico da parete

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
216 1814 009	Altimetro meccanico per montaggio a parete

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93701/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Altimetro meccanico per determinare l'altezza di bambini e adulti.

### Descrizione

seca 216: Altimetro meccanico per bambini e adulti è dotato di un nastro misuratore removibile con una scala da 3,5 a 230 centimetri, inseribile all'interno di un supporto di plastica lungo 150 cm. Il supporto di plastica si monta semplicemente alla parete, e poiché l'utente può scegliere il range di misurazioni che desidera rilevare – l'altimetro seca 216 è adatto per misurare bambini o adulti. Il risultato è chiaramente visibile nella finestra posta su un lato dell'asta ed è bloccabile nella posizione tramite una vite sul ferma testa. Idoneo per uso internazionale, la scala graduata è stampata in centimetri su un lato del nastro e centimetri e pollici sull'altro.

### Accessori presenti all'interno della confezione

216
Manuale d'uso

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Misurazioni:	selezionabile tra 10 e 220 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	120x1500x217 mm
Peso:	1,7 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti..

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.