

Rev. 01
Gennaio 2011

 LifeMED

Scheda tecnica

seca 264

Stadiometro fisso wireless

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
264 1900 009	Stadiometro elettronico fisso con modulo wireless

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93529/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Stadiometro wireless con asticella poggia testa.

Descrizione

seca 264: misuratore per altezza del paziente **wireless**.

Posizionamento corretto della testa del paziente garantita grazie alla “Linea di Francoforte” incorporata nell’altimetro.

La retroilluminazione bianca del display sull’altimetro consente una facile lettura dei dati visualizzati.

Il paziente può sostare comodamente sulla base in plastica dell’altimetro, l’indicatore di posizione dei piedi garantisce il corretto posizionamento dello stesso.

L’installazione a muro è semplice: bisogna assemblare i 3 componenti dello stadiometro e fissarlo con una vite al muro.

I dati vengono trasferiti via **wireless** ad una stampante seca 360° che ricevendo il peso da una bilancia dedicata calcola automaticamente il BMI.

Accessori presenti all’interno della confezione

264
Manuale d’uso

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Misurazioni:	30 - 220 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	428 x 2318 x 474 mm
Dimensioni pedana (LxAxP)	430 x 3 x 370 mm
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	5 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142