

Rev. 01
Giugno 2010



Scheda tecnica

seca 336

Bilancia pesaneonati



Codice	Descrizione
336 7021 094	Bilancia digitale pesa neonati medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	Z12080402
Repertorio	76914/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia digitale pesa neonati.

Descrizione

seca 336: bilancia digitale pesa neonati, mobile grazie alla pratica maniglia integrata.

Questa bilancia a batterie, con ampio display LCD, unisce tecnologia innovativa e design salva-spazio. Dato il suo peso ridotto e la maniglia integrata (anche per agganciare la bilancia) è facile da trasportare ed è subito pronta per essere usata ovunque.

Il misuratore optional seca 232 permette di misurare e pesare nello stesso momento.

Funzioni:

- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- spegnimento automatico.

Optional: misuratore seca 232, borsa trasporto seca 428, alimentatore a rete

Accessori presenti all'interno della confezione

336
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	15 Kg
Divisione:	10 g
Dimensioni (LxAxP):	638 x 115 x 300 mm

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Dimensioni piattaforma (LxAxP)	595 x 50 x 255 mm
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	3,4 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142