

Rev. 00
Aprile 2012

 **LifeMED**

Scheda tecnica

521-0-013

Lampada a raggi infrarossi –
Bosotherm 4100

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
521-0-013	Lampada a raggi infrarossi - Bosotherm 4100

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania

Indicazioni

Lampada per la terapia a raggi infrarossi indicata per la cura dei disturbi che possono essere ridotti, attraverso l'aumento dell'irrorazione sanguigna e/o delle tensioni muscolari dolorose.

Descrizione

Lampada a raggi infrarossi da 150 Watt.

Accessori presenti all'interno della confezione

521-0-013
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Potenza:	150 W
Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50Hz

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Strumento: utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.
Lampadina: utilizzare un panno morbido e umido. La pulizia deve essere effettuata a lampada fredda e con lo strumento non collegato alla rete elettrica.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142