

Rev. 01  
Maggio 2010



## Scheda tecnica

611104-XX

Lame per bisturi monouso sterili



Codice	Descrizione
611104-10	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 10
611104-11	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 11
611104-12	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 12
611104-15T	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 15
611104-20	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 20
611104-21	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 21
611104-22	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 22
611104-23	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 23
611104-24	Lame per bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 100 pz. – Fig. 24

Indicazioni	
Produttore	<b>LANCE PARAGON LIMITED Sheffield U.K.</b>
CND	V0103
Repertorio	97209 /R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Indicazioni

Lame ad uso chirurgico

## Descrizione

Lame sterili in acciaio monouso.  
La lama è in acciaio INOX SF 100.



Carbonio	0,6 - 0,7%
Silicio	0,5% max
Manganese	0,5 - 1% max
Cromo	12 – 13,5% max
Zolfo	0,025% max
Fosforo	0,03% max

## Sterilità

La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le normative tecniche vigenti.

La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata.

## Confezionamento

Box cartone da 100 pz e lama singolarmente confezionate in busta di alluminio.

## Controindicazioni e avvertenze

Per uso esclusivamente in ambito ospedaliero, da impiegarsi solo con confezione della lama integra.

## Conservazione e validità del prodotto

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

5 anni dalla data di sterilizzazione.

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

## Garanzia

12 mesi per difetti di produzione.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142