

Rev. 01
Maggio 2010



Scheda tecnica

641102-XX

Bisturi monouso sterili



Codice	Descrizione
641102-10	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 10
641102-11	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 11
641102-12	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 12
641102-15T	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 15
641102-20	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 20
641102-21	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 21
641102-22	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 22
641102-23	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 23
641102-24	Bisturi monouso sterili in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. – Fig. 24

Indicazioni	
Produttore	LANCE PARAGON LIMITED Sheffield U.K.
CND	V0101
Repertorio	96896/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Lame ad uso chirurgico

Descrizione

Lame sterili in acciaio monouso con manico in ABS.

Sterilità

La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le normative tecniche vigenti.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata.

Confezionamento

Box cartone da 10 pz e bisturi singolarmente confezionati in busta carta con pellicola trasparente.

Controindicazioni e avvertenze

Per uso esclusivamente in ambito ospedaliero, da impiegarsi solo con confezione del bisturi integra. Una volta aperta la confezione individuale, il prodotto non può essere né risterilizzato, né riutilizzato.

Conservazione e validità del prodotto

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

5 anni dalla data di sterilizzazione.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Garanzia

12 mesi per difetti di produzione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142