

Rev. 00  
Giugno 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

seca 700 + 220

Bilancia pesa persone meccanica  
con altimetro

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
700 1021 998	Bilancia pesa persone meccanica per uso privato completa di altimetro seca 220

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Bilancia meccanica con altimetro, per uso privato.

### Descrizione

seca 700: bilancia meccanica a colonna, con scala a cursore a livello degli occhi.

Precisa e robusta la bilancia seca 700 offre grandi vantaggi, come la precisione a 50 g ed una portata sino a 220 kg. Ulteriori vantaggi sono offerti dalla piattaforma molto bassa ed ampia e dalla scala a livello degli occhi. L'altimetro optional con misurazioni da 60 a 200 cm, applicabile alla colonna della bilancia, permette di misurare e pesare contemporaneamente. E' dotata di rotelle integrate per un uso mobile.

seca 220: altimetro telescopico ad asta, in alluminio anodizzato. Predisposto per essere montato sulla colonna della bilancia

### Accessori presenti all'interno della confezione

700
220
Manuale d'uso

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Portata:	220 Kg.
Divisione:	50 g.
Dimensioni (LxAxP):	520 x 1556 x 520 mm
Pedana (LxAxP):	335 x 80 x 345 mm
Peso:	16,2 Kg.
<b>Altimetro</b>	
Misurazioni:	60 – 200 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	55 x 1480 x 286 mm
Peso:	696 g.
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142