

Rev. 00  
Gennaio 2010

 **LifeMED**

# Scheda tecnica

seca 725

Bilancia meccanica pesa neonati

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
725 1021 009	Bilancia meccanica pesa neonati per uso privato

Indicazioni	
Produttore	<b>seca gmbh &amp; co. kg – Hamburg (Germany)</b>
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

## Indicazioni

Bilancia meccanica pesa neonati, per uso privato.

## Descrizione

seca 725: bilancia meccanica pesa neonati, a cursore.

In questo modello si fondono il classico design del piatto e l'eccellente precisione meccanica.

I precisi e scorrevoli cursori semplificano la determinazione del peso esatto di un neonato.

Le curve delicate ed avvolgenti del piatto garantiscono sicurezza durante la pesata.

Con la verniciatura antigraffio e resistente agli urti, seca 725 è facile da pulire e durevole nel tempo

## Accessori presenti all'interno della confezione

725
Manuale d'uso

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Portata:	16 Kg.
Divisione:	5 g.
Dimensioni (LxAxP):	550 x 190 x 305 mm
Peso:	6 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.