

Rev. 01
Giugno 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

seca 757

Bilancia pesa neonati con modulo
wireless

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
757 7021 124	Bilancia digitale pesa neonati con modulo wireless

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	Z12080402
Repertorio	76914/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia digitale **wireless** pesa neonati per uso medico.

Descrizione

seca 757: bilancia digitale pesa neonati con interfaccia RS232 integrata.

Uno speciale ammortizzatore integrato e funzione HOLD, per veloci e precise pesate anche di bambini irrequieti. La forma ergonomica del piatto con bordi arrotondati favorisce la pesata anche di bambini robusti. Le grandi e luminose cifre LED rendono facile la lettura del risultato. Alimentazione a rete o con batterie ricaricabili.

Un'interfaccia seriale RS232 integrata garantisce la trasmissione dei dati a un PC o stampante.

Funzioni:

- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- Spegnimento automatico.

Optional: borsa trasporto seca 425, cavo interfaccia seca 451.

Accessori presenti all'interno della confezione

757
Manuale d'uso

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Portata:	15 Kg
Divisione:	5 g
Dimensioni (LxAxP):	551 x 151 x 320 mm
Dimensioni piattaforma (LxAxP)	540 x 110 x 250 mm
Alimentazione:	a rete elettrica
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	7,1 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

451	Cavo interfaccia
-----	------------------

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142