

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 799

Bilancia pesa persone digitale

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
799 7021 099	Bilancia pesa persone digitale medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93791/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia digitale pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 799: bilancia digitale a colonna, con funzione BMI.

Grazie alla sua flessibilità, seca 799 è la soluzione ideale per uso in Ospedali ed ambulatori.

La funzione BMI (Body-Mass-Index) offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali dei pazienti mentre, la base con rotelle ed il funzionamento a batterie, permettono di utilizzarla dove necessario.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Il minimo consumo di energia assicura un alto numero di pesate con un set di batterie.

Montando sulla colonna l'altimetro seca 220 (optional) è possibile pesare e misurare i pazienti nello stesso momento

- . Funzioni: TARA, HOLD (peso bloccato sul display), BMI, spegnimento automatico/manuale
- . Pedana con rotelle

Accessori presenti all'interno della confezione

799
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	200 Kg.
Divisione:	100 gr.<150 Kg > 200 gr
Dimensioni (LxAxP):	294 x 831 x 417 mm
Pedana (LxAxP):	272 x 75 x 280 mm
Peso:	6,3 kg
Alimentazione:	a batterie (6 batterie tipo AA, 1,5 V)
Assorbimento:	Circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

220 1714 004	Altimetro applicabile alle bilance pesa persone a colonna
--------------	---



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142