

Rev. 00  
Giugno 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

seca 804

Bilancia pesa persone digitale

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
804 1314 009	Bilancia pesa persone digitale per uso privato

Indicazioni	
Produttore	<b>seca gmbh &amp; co. kg – Hamburg (Germany)</b>
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato, con calcolo del body fat e body water.

### Descrizione

seca 804: bilancia digitale da terra, con 24 elettrodi cromati per misurazioni precise.

Il numero eccezionalmente alto degli elettrodi cromati mostra quello che può fare questa bilancia: oltre al peso, misura body fat e body water ed inoltre calcola il BMI.

Riconosce automaticamente ogni utilizzatore dopo l'inserimento di età, altezza, sesso e relativo livello di fitness.

Funzioni:

- auto-HOLD,
- BMI, BF/BW,
- memoria utente,
- riconoscimento automatico utente,
- accensione automatica tip-on,
- spegnimento automatico.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

804
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	150 Kg.
Divisione:	100 g.
Dimensioni (LxAxP):	315 x 44 x 300 mm
Pedana (LxAxP):	315 x 44 x 300 mm
Peso:	1,3 Kg.
Dimensioni delle cifre:	20 mm
Alimentazione:	4 batterie tipo AAA 1,5V
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142