

Rev. 00  
Giugno 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

seca 813

Bilancia pesa persone digitale

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
813 1321 009	Bilancia pesa persone digitale per uso privato

Indicazioni	
Produttore	<b>seca gmbh &amp; co. kg – Hamburg (Germany)</b>
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato.

### Descrizione

seca 813: bilancia digitale da terra, con piattaforma extra-large, ideale per persone sovrappeso e anziani.

Poiché aumenta il numero di persone sovrappeso, ci sono queste bilance che facilmente reggono sino a 200 kg su una piattaforma molto ampia. Il robusto tappetino in gomma affronta le più pesanti sfide con leggerezza e la bassa struttura rende molto facile salirci.

Solido telaio in acciaio. Per persone sino a 200 kg.

Base in gomma antiscivolo.

Stabilità e sicurezza durante la pesata.

Funzione step-off. Per pesarsi senza accendere la bilancia.

Funzioni:

- auto-HOLD,
- step-off,
- accensione automatica tip-on,

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- spegnimento automatico

## Accessori presenti all'interno della confezione

813
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	200 Kg.
Divisione:	100 g.
Dimensioni (LxAxP):	433 x 47 x 373 mm
Pedana (LxAxP):	400 x 45 x 300 mm
Peso:	2,9 Kg.
Dimensioni delle cifre:	29 mm
Alimentazione:	4 batterie tipo AAA 1,5V
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



### **INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142