

Rev. 00
Maggio 2013



Scheda tecnica

8237 8104X

Guanti per visita in lattice
SEMPERCARE EDITION



Codice	Descrizione
8237 81043	Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 100 pz. – Taglia S
8237 81045	Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 100 pz. – Taglia M
8237 81047	Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 100 pz. – Taglia L

Indicazioni	
Produttore	Semperit Technische Produkte GmbH
CND	T010201
Repertorio	151132
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Guanti per visita in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX senza polvere.

Descrizione

Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato. Spessore (parete doppia) in corrispondenza del palmo min. 0,16 mm e AQL 1,5/G-I per microfor. (EN 455-1).

Confezionamento

≈100 pz. in peso per scatola dispenser (S, M, L);

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

10 scatole dispenser per cartone di trasporto (tutte le taglie).

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione e validità del prodotto

Stoccaggio: 3 anni di durata (conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, evitare l'esposizione a correnti e lo stoccaggio in prossimità di fotocopiatrici. Ioni di rame scoloriscono i guanti. Proteggere i guanti dalle fonti di luce ultravioletta, come luce solare e agenti ossidanti. Lo stoccaggio ad una temperatura superiore a 25°C causa un invecchiamento precoce e andrebbe evitato).

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142