

Rev. 00  
Maggio 2013



## Scheda tecnica

8239 8102X

Guanti per visita in lattice  
SEMPERCARE LATEX – con polvere



Codice	Descrizione
8239 81023	Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX con polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 100 pz. – Taglia S
8239 81025	Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX con polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 100 pz. – Taglia M
8239 81027	Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX con polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 100 pz. – Taglia L

Indicazioni	
Produttore	<b>Semperit Technische Produkte GmbH</b>
CND	T010201
Repertorio	151175
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Guanti per visita in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX con polvere.

### Descrizione

Guanti in lattice SEMPERCARE EDITION LATEX con polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato. Spessore (parete doppia) in corrispondenza del palmo min. 0,16 mm e AQL 1,5/G-I per microfor. (EN 455-1).

### Confezionamento

≈100 pz. in peso per scatola dispenser (S, M, L);  
10 scatole dispenser per cartone di trasporto (tutte le taglie).

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione e validità del prodotto

Stoccaggio: 5 anni di durata (conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, evitare l'esposizione a correnti e lo stoccaggio in prossimità di fotocopiatrici. Ioni di rame scoloriscono i guanti. Proteggere i guanti dalle fonti di luce ultravioletta, come luce solare e agenti ossidanti. Lo stoccaggio ad una temperatura superiore a 25°C causa un invecchiamento precoce e andrebbe evitato.).

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.



### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142