

Rev. 00
Maggio 2013



Scheda tecnica

8267 9384X

Guanti per visita in nitrile
SEMPERCARE NITRILE SKIN



Codice	Descrizione
8267 93843	Guanti in nitrile SEMPERCARE NITRILE SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 200 pz. – Taglia S
8267 93845	Guanti in nitrile SEMPERCARE NITRILE SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 200 pz. – Taglia M
8267 93847	Guanti in nitrile SEMPERCARE NITRILE SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato, in confezione da 200 pz. – Taglia L

Indicazioni	
Produttore	Semperit Technische Produkte GmbH
CND	T01020299
Repertorio	151233
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Guanti per visita in nitrile SEMPERCARE NITRILE SKIN senza polvere.

Descrizione

Guanti in lattice SEMPERCARE NITRILE SKIN senza polvere, non sterili, ambidestri, con bordino arrotolato. AQL 1,5/G-I per microfor. (EN 455-1).

Confezionamento

≈200 pz. in peso per scatola dispenser (S, M, L);
10 scatole dispenser per cartone di trasporto (tutte le taglie).

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione e validità del prodotto

Stoccaggio: 3 anni di durata (conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, evitare l'esposizione a correnti e lo stoccaggio in prossimità di fotocopiatrici. Ioni di rame scoloriscono i guanti. Proteggere i guanti dalle fonti di luce ultravioletta, come luce solare e agenti ossidanti. Lo stoccaggio ad una temperatura superiore a 30°C causa un invecchiamento precoce e andrebbe evitato).

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142