

Rev. 01
Giugno 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

seca 877

Bilancia pesa persone digitale

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
877 7021 094	Bilancia pesa persone digitale medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93791/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

Indicazioni

Bilancia digitale pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 877: Bilancia stabile, compatta, facile da pulire e con la funzione “Mamma-Bambino” per pesare un bambino piccolo tenuto in braccio da un adulto, che la rende ideale anche in pediatria.

La base è un mix di plastica ABS e plexiglas. La combinazione garantisce un materiale con un’eccellente solidità e resistenza. Addizionali elementi in acciaio nella base la rendono sicura per pesare persone sino a 200 kg.

La combinazione plastica ABS e plexiglas la rendono anche molto leggera (circa 3,6 kg) e quindi facile da trasportare dove necessario.

Grazie ai piedini livellabili, alla superficie in gomma antiscivolo e alla bassa pedana, permettono di usare la bilancia in tutta sicurezza.

Funzioni:

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

- TARA mamma-bambino,
- accensione automatica Tip-on (al tocco del piede sulla pedana),
- spegnimento automatico.

Accessori presenti all'interno della confezione

877
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	200 Kg.
Divisione:	100 g. < 150 Kg. >200 g.
Pedana (LxAxP):	288 x 60 x 278 mm
Peso:	4,2 Kg.
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142