

Rev. 01
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

9050.20.312

Sfigmomanometro ad aneroide,
con manometro su bracciale

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
9050.20.312	Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare a 2 tubi con manometro sul bracciale

Indicazioni	
Produttore	FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG
CND	C9006
Repertorio	98186 /R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale e con sistema di misura a 2 tubi. Quadrante dal diametro di 48 mm e manometro protetto da eccessiva pressione. Meccanismo di misura protetto contro la corrosione. Valvola di regolazione aria in metallo. Bracciale calibrato per adulti, privo di lattice, realizzato in poliestere con chiusura a velcro.

Componenti

Manometro

- chassis in materiale plastico cromato
- meccanismo in ottone
- quadrante graduato in metallo
- lancetta in metallo
- anello di protezione in plastica satinata
- lente protezione quadrante in plastica

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Bracciale

- fodera in poliестere con cuciture
- velcro
- camera d'aria in PVC
- monopalla in PVC

Accessori presenti all'interno della confezione

9050.20.312
Bracciale adulti latex free e monopalla
Custodia di trasporto

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori

Codice	Descrizione	Dimensioni	Colore
5001.01.052	Bracciale per adulti	54 x 14,5 cm	Nero
5001.01.105	Bracciale per adulti obesi	60 x 14,5 cm	Nero
5001.01.110	Cosciale	86 x 14,5 cm	Nero
5001.01.056	Bracciale per bambini	35 x 11 cm	Nero
5001.01.058	Bracciale per bambini	35 x 11 cm	Multicolore
5001.01.061	Bracciale per infanti	32 x 7 cm	Nero
5001.01.063	Bracciale per infanti	32 x 7 cm	Multicolore
5001.01.170	Bracciale per neonati	26,5 x 5 cm	Multicolore