

Rev. 02  
Maggio 2012

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

seca 956

Bilancia pesa persone a poltrona

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
956 7021 099	Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	77013/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Bilancia digitale a poltrona per uso medico, per pesare persone in posizione seduta.

### Descrizione

seca 956: bilancia digitale a poltrona.

Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in acciaio a tubi circolari.

La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli ribaltabili all'indietro, permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia. I poggiatesta ripiegabili lateralmente ed il blocco delle due ruote posteriori, consentono di far sedere/alzare il paziente nella massima sicurezza e facilitano il lavoro del personale.

Il display a LCD è posto dietro lo schienale, in posizione agevole per la lettura e l'impostazione delle funzioni offerte dalla bilancia.

Questa bilancia mobile, funzionanti a batterie, è un prezioso aiuto ovunque:

in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria (per bambini piccoli che sono già troppo grandi per le pesa neonati).

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Funzioni:

- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- spegnimento automatico.

## Accessori presenti all'interno della confezione

956
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	200 Kg.
Divisione:	100 g
Dimensioni (LxAxP):	563x906x946 mm
Peso:	22,4 kg
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	Circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



### **INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142