

Rev. 00
Dicembre 2012

 LifeMED

Scheda tecnica

A-100

Termometro digitale auricolare a
raggi infrarossi

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
A-100	Termometro digitale auricolare. Rilevazione istantanea della temperatura con 10 memorie.

Indicazioni	
Produttore	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd
CND	V03010102
Repertorio	789289/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati.

Descrizione

Termometro digitale auricolare a raggi infrarossi.

Design moderno e funzionale dotato di display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa, richiamo misure memorizzate.

Spegnimento automatico dopo 1 minuto dall'ultima operazione.

Misura della temperatura in 1 secondo.

Selezione della temperatura tra Gradi Celsius e Fahrenheit.

Memoria di 10 rilevazioni di temperatura.


Batteria al litio ad alta autonomia.

Caratteristiche tecniche

Precisione:	$\pm 0.2 \text{ } ^\circ\text{C} / \pm 0.4 \text{ } ^\circ\text{F}$ (35.5 $^\circ\text{C}$ ~ 42.9 $^\circ\text{C}$; 95.9 $^\circ\text{F}$ ~ 109.2 $^\circ\text{F}$) $\pm 0.3 \text{ } ^\circ\text{C} / \pm 0.5 \text{ } ^\circ\text{F}$ (sotto 35.5 $^\circ\text{C}$ / 95.9 $^\circ\text{F}$)
--------------------	---

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Range di misura:	32.0 °C ~ 43.0°C (89.6 °F ~109.4 °F)
Temperatura di trasporto e conservazione:	-25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F), ≤95% RH, senza condensa
Temperatura di utilizzo:	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F), ≤95% RH, senza condensa
Dimensioni:	118 x 38 x 35 mm
Peso:	40 grammi
Batteria:	una da 3.0 V DC batteria a bottone (CR2032)
Durata della batteria:	1 anno / 3000 misure
 Tipo BF	
Normativa di riferimento	EN12470-5 Termometro clinico - Le prestazioni dei termometri da orecchio a infrarossi, IEC60601-1 e IEC60601-1-2

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di alcool (isopropile al 70%).

Pulire accuratamente la lente della testina per evitare misure artefatte.

Evitare di far entrare all'interno del termometro qualsiasi tipo di liquido.

Non usare benzina o solventi.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142