

Codice	Descrizione
AB5-PZ	Sacchetto igienico per vaschetta comode, confezione singola
AB5-CF	Sacchetto igienico per vaschetta comode, confezione 30 pezzi

Descrizione

Sacchetto igienico monouso applicabile alle normali vaschette per comoda destinato alla rimozione pratica e veloce di feci e urina. Ciascun sacchetto è dotato di lembi di chiusura ed è corredato da una bustina solubile contenente polvere assorbente e gelificante. Il kit è interamente realizzato con materiali atossici ed è pensato per uso domiciliare ed ospedaliero.

- Garantisce risparmio di tempo e denaro.
- Contribuisce al comfort ed alla dignità del paziente.
- Evita il lavaggio a mano delle vaschette.
- Impedisce la contaminazione incrociata.
- Riduce gli odori sgradevoli.
- Evita schizzi o fuoriuscite.
- Solidifica rapidamente i fluidi corporei.
- Protegge le vaschette.

Materiali componenti

Sacchetto igienico **polietilene**
Polvere assorbente **poliacrilato di sodio ≥95%**

Dati tecnici

Dimensioni **60 x 40 cm**
Capacità di assorbimento **500 ml di liquido organico**

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

In caso di utilizzo da parte di un paziente affetto da una patologia trasmissibile tramite feci ed urina, tali escreti sono da considerarsi contaminati e pericolosi in quanto a rischio infettivo. Smaltire ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, numero 254 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

In caso di utilizzo da parte di un paziente non affetto da una patologia trasmissibile tramite feci ed urina, tali escreti non sono da considerarsi contaminati e pericolosi. Smaltire come rifiuto non riciclabile rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

Codice CND **Y091299**
N. Repertorio **AB5-PZ** **1157359/R**
 AB5-CF **1157375/R**

Produttore **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

