

Rev. 01
Maggio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

LITTMANN CLASSIC II
Stetofonendoscopio per adulti

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
2201	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Nero
2203	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Grigio
2205	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu navy
2206	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu caraibi
2208	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Verde foresta
2209	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Viola
2210	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Lampone
2211	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Burgundy
2215	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu royal
2812	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Arancione
2813	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu cielo
2816	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rosa
2817	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rosa bubblegum
2818	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Pino

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

2819	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Blu oceano
2822	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Pesca
2823	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Rainbow finish
2827	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Nero finiture nero fumo
2829	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Lampone finiture arcobaleno
2201BRS	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Nero con finiture ottone
2218BE	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Back edition
2820CPR	Stetofonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina in acciaio inossidabile – Cioccolato con finiture rame

Indicazioni	
Produttore	3M Health Care-St. Paul, Minnesota – U.S.A.
CND	C9005
Repertorio	21584/R
Conformità	Dispositivo medico Marcatura di conformità CE secondo Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche – Direttiva CEE 93/42 – Classe I

Indicazioni

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II S.E. è indicato per l'auscultazione dei toni cardiaci e polmonari a scopo medico diagnostico.
Per esclusivo utilizzo professionale.

Descrizione

Il 3M™ Littmann™ Classic II S.E. è dotato di:

- testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica
- tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- ghiera "anti-freddo" in neoprene
- archetto leggero, in alluminio con doppia molla interna per miglior adattamento
- olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone
- lunghezza: 71 cm
- peso: 125 g.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	toni cardiaci e polmonari

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Testina:	in acciaio inossidabile – diametro membrana 45 mm
Peso:	125 g.
Lunghezza tubo:	71 cm.

Marchi di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i “sistemi di qualità” per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di “Quality Assurance” è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l’uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all’autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell’FDA, Food and Drug Administration – l’ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede l’osservanza delle pertinenti “GMPs”, Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).

3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002 dall’Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

Controindicazioni e avvertenze

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II S.E. può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.

Lo stetofonendoscopio non va immerso in alcun liquido, ne sterilizzato a vapore.

Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc. . .

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Classic II S.E. è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per tre anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall’invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M™ Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

BLCIP/N	Biauricolare
36556	Ghiera + membrana – colore nero
36557	Ghiera + membrana – colore grigio
37811	Olive morbide a pressione – colore nero
37812	Olive morbide a pressione – colore grigio
37808	Olive rigide a pressione – colore grigio
37809	Olive piccole morbide a pressione – colore nero
2170	Targhetta identificativa fonendo/stetoscopio
36545	Anello in neoprene antifreddo – colore grigio

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142