

Rev. 01
Giugno 2009



Scheda tecnica

CN-100.65X

Lenzuolino in gomma



Codice	Descrizione
CN-100.651	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 60 X 90 cm
CN-100.652	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 70 X 90 cm
CN-100.653	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 90 X 100 cm
CN-100.654	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 90 X 120 cm
CN-100.655	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 90 X 150 cm
CN-100.656	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 90 X 180 cm
CN-100.657	Lenzuolino proteggi materasso – Dimensioni 90 X 200 cm

Indicazioni	
Produttore	FOR.ME.SA Srl
CND	T04010201
Repertorio	20002/R CN-100.651 57466/R CN-100.652 57478/R CN-100.653 57498/R CN-100.654 57522/R CN-100.655 57530/R CN-100.656 57530/R CN-100.657
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Lenzuolino in gomma per casi di incontinenza.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Descrizione

Lenzuolino di pura gomma dotato di quattro anelli di fissaggio al letto.

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Non utilizzare a contatto diretto con il paziente.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Tenere lontano da fonti di calore.

Pulizia

La superficie del dispositivo può essere pulita con acqua tiepida e detersivi neutri non aggressivi. Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi. Asciugare tenendo lontano da fonti di calore.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142