

Rev. 01
Maggio 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

CN-100.XXX

Termometro ecologico privo di
mercurio

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
CN-100.081	Termometro ovale con Galistan in astuccio di plastica trasparente
CN-100.079	Termometro ovale con Galistan senza astuccio

Indicazioni	
Produttore	Geratherm AG. – Germania
CND	V03010199
Repertorio	118233/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati.

Descrizione

Termometro per utilizzo orale, rettale e ascellare, **a basso impatto ambientale con Galinstan, lega di Gallio, Indio e Latta, priva di mercurio.**

Scala graduata da 35 a 42 °C.

Rilevazione della temperatura in circa 4 minuti.

Caratteristiche tecniche

Range di misura temperatura:	da 35 °C a 42 °C
Precisione:	± 0,1 °C
Divisione:	0,1 °C

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Dimensioni:	129,80 (L) x 11 (P) x 10 (A) mm
Peso:	10 g.

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Pulire la punta con un detergente non aggressivo e con acqua fredda.
La disinfezione deve essere effettuata pulendo la punta e la parte terminale con alcool (isopropile al 70%).
Evitare di far entrare all'interno del termometro qualsiasi tipo di liquido.
Non usare benzina o solventi.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione