

Rev. 01  
Luglio 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

D-01.71.120

Oftalmoscopio mini 3000, in blister

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
D-01.71.120	Oftalmoscopio mini 3000

Indicazioni	
Produttore	<b>HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)</b>
CND	Z12120114
Repertorio	104388/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Per l'esame dell'occhio e del fondo oculare.

### Descrizione

Oftalmoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V, manico a batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse. In blister.

Oftalmoscopio in formato tascabile con diaframma con stellina di fissazione.

Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.

Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino

Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.

Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.

Pregiata struttura in lega al cromo / plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

D-01.71.120
N° 2 batterie AA

## Caratteristiche tecniche

Peso:	128 g. circa
Dimensioni testina:	larghezza x altezza x profondità - 34 x 69 x 24 mm
Temperatura di utilizzo:	+ 10°C ~+ 35°C, umidità relativa 30% - 90%
Temperatura di conservazione:	-20°C ~+ 50 °C, umidità relativa 10% - 95%
Temperatura di trasporto:	-40°C ~+ 70 °C, umidità relativa 10% - 95%
Range di correzione:	-20 a +20
N. Lenti	18

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

L'alloggiamento esterno può essere pulito con un panno imbevuto in un po' di alcool. Le superfici delle parti in vetro possono essere pulite con un bastoncino di cotone imbevuto in alcool.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

X-01.88.106	Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena
-------------	-----------------------------------------

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142