

Rev. 01  
Maggio 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

INTERMED 90

Aspiratore chirurgico per uso  
continuo.

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
INTERMED 90	Aspiratore chirurgico per uso continuo. Flusso d'aria 90 litri/min

Indicazioni	
Produttore	CA.MI snc
CND	Z120105
Repertorio	54508
Conformità	Dispositivo medico di classe II conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Aspiratore chirurgico per uso continuo con flusso d'aria di 90 litri/min.

### Descrizione

Intermed 90 è un aspiratore chirurgico destinato ad uso medico ad alimentazione elettrica 230V da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei (come ad esempio muco, catarro e sangue). Munito di quattro ruote antistatiche, due delle quali con dispositivo frenante, e maniglia di trascinamento.

Il dispositivo è progettato per offrire facilità di trasporto e impiego continuo.

Grazie a queste caratteristiche ed alle prestazioni di cui è dotato, risulta particolarmente adatto per l'utilizzo in corsia ospedaliera, su tracheotomizzati e per applicazioni chirurgiche.

Realizzato con un corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità con alle normative di sicurezza europee di recente approvazione.

Fornito di due vasi in policarbonato completi sterilizzabili con valvola di troppo pieno.

Dotato di regolatore di aspirazione e vuotamento posto sul pannello frontale.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

INTERMED 90
Vaso da 2.000 cc
Set tubi 6 x 10 mm PVC trasparente
Connettore per sonde
Sonda d'aspirazione CH20
Filtro antibatterico ed idrofobico

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	230V - 50Hz
Potenza assorbita:	300 VA
Fusibile:	F1 x 4 A 250v
ISO 10079-1:	High vacuum /Low flow
Aspirazione massima:	-0.90 Bar
Flusso massimo di aspirazione:	90 l/min
Peso:	20 kg
Dimensioni:	460 x 610 (h) x 435 mm
Funzionamento:	Continuo
Classificazione elettrica:	Apparecchio di classe II (doppio isolamento di sicurezza)
	Apparecchio di tipo B (apparecchio avente uno specifico grado di protezione contro i pericoli elettrici)
Norme applicabili:	Standard di sicurezza elettrica EN 60601-1
	Requisiti di sicurezza per aspiratori azionati elettricamente UNI EN ISO 10079-1
	Compatibilità elettromagnetica EN 60601-1-2

## Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.

L'utilizzo del dispositivo è riservato a personale qualificato.

Non smontare mai l'apparecchio.

Per qualsiasi intervento contattare il servizio assistenza tecnica Intermed.

Comunque, non utilizzare mai senza flacone e senza filtro di protezione.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Manutenzione e pulizia

Per una corretta procedura di pulizia e controllo delle parti costituenti e degli accessori, leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.

In ogni caso, non lavare, sterilizzare o autoclavare mai il filtro antibatterico.

## Modalità di smaltimento

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici ovvero riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno ad uno.

La raccolta differenziata per il successivo avvio dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

## Accessori

RE 210351	Vaso da 2.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210006	Vaso da 4.000 cc completo per aspiratori INTERMED 90
RE 210400	Sonda di aspirazione CH 20 – conf. 10
SP 0032	Set tubi con filtro 8 x 14 mm
SP 0033	Set tubi senza filtro 8 x 14 mm
SP 0047	Filtro antibatterico per aspiratore

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142