

Rev. 00
Ottobre 2014

 LifeMED

Scheda tecnica

J-008.31.2XX

Lampada frontale LED MICROLIGHT

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
J-008.31.270	Lampada frontale LED MICROLIGHT su S-FRAME con mPack e trasformatore a rete
J-008.31.275	Lampada frontale LED MICROLIGHT su fascia frontale con mPack e trasformatore a rete

Indicazioni	
Produttore	HEINE Optotechnik Herrsching (Germany)
CND	Z129004
Repertorio	1216600/R (J-008.31.270) 1216677/R (J-008.31.275)
Conformità	CEE 93/42 Dispositivi Medici, Classe I

Indicazioni

La Lampada HEINE LED MICROLIGHT è destinata all'uso durante esami e trattamenti medici.

Descrizione

HEINE LED MICROLIGHT è una lampada frontale ultraleggera che fornisce una eccellente illuminazione a LED e comfort duraturo per ogni situazione di esame.

Caratteristiche tecniche

Peso:	50 gr.	165 gr, LED Microlight su Fascetta frontale
	LoupeLight	80 gr, LED Microlight su S-Frame
Condizioni operative:	Temp.: +10°C to +35°C, relative humidity: 30%-75%, air pressure: 700hPa to 1060hPa	

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Condizioni di stoccaggio:	Temp.: +5°C to +45°C, relative humidity: 45%-80%, air pressure: 500hPa to 1060hPa
Condizioni di trasporto:	Temp.: -20°C to +50°C, relative humidity: 45%-80%, air pressure: 500hPa to 1060hPa
Alimentazione:	mPack LL, EN50
Tensione:	3 V DC
Potenza:	2 W
Potenza assorbita:	Max 350 mA
Illuminazione:	≥ 40.000 Lux
Temperatura di colore:	≥ 4.500 K
Spot di lavoro:	80mm Ø ad una distanza di lavoro di 420mm
Durata LED:	circa 50.000 ore
CRI:	≥ 90, R9≥75

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale d'uso dello strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Seguire le modalità di pulizia indicate nel manuale d'uso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori

C-000.32.535	Filtri polarizzati per LED LoupeLight e HR Loupe
C-000.31.241	Filtro giallo



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142