

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

LF-330

Stetofonendoscopio cardiologico

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LF-330 – B	Stetofonendoscopio cardiologico in acciaio – Blu
LF-330 – BX	Stetofonendoscopio cardiologico in acciaio – Bordeaux
LF-330 – N	Stetofonendoscopio cardiologico in acciaio – Nero

Indicazioni	
Produttore	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
CND	C9005
Repertorio	317917/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Stetofonendoscopio indicato per la diagnostica cardiologica.

Descrizione

Stetofonendoscopio per adulti con doppio tubo in gomma Latex Free per ridurre gli artefatti dalla lunghezza di 55 cm.

Membrana in PVC con anello anti-freddo, campana dal diametro di 45 mm / 35 mm

Archetto binauricolare in acciaio cromato con molla interna alla forcina

Olive auricolari in plastica morbida.

Nella confezione sono previsti i seguenti ricambi: olive morbide e rigide e membrana.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

Lunghezza lira:	55 cm
Diametro lira:	15 mm
Diametro membrana:	45 mm – campana 35 mm
Tipo olive:	Morbide ad avvitamento

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.