

Rev. 00  
Giugno 2014

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

LIFEMED 16b

Aspiratore chirurgico con batteria  
ricaricabile

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
LIFEMED 16b	Aspiratore chirurgico per uso non continuo. Flusso d'aria 16 litri/min

Indicazioni	
Produttore	CA.MI snc
CND	Z120105
Repertorio	1220340
Conformità	Dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Aspiratore chirurgico con flusso d'aria di 16 litri/min con batterie ricaricabili.

### Descrizione

Lifemed 16b è un apparecchio ad alimentazione elettrica 230 V e batteria ricaricabile, da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei (come ad esempio muco e catarro). Il dispositivo è progettato per offrire facilità di trasporto e impiego continuo.

Particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio.

Realizzato con un corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee di recente approvazione.

Fornito di vaso in policarbonato completo sterilizzabile con valvola di troppo pieno.

Dotato di regolatore di aspirazione e vuotamento posto sul pannello frontale.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

LIFEMED 16b
Vaso da 1.000 cc
Set tubi 6 x 10 mm PVC trasparente
Connettore per sonde
Sonda d'aspirazione CH20
Filtro antibatterico ed idrofobico

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	230V - 50Hz
Potenza assorbita:	184 VA
Fusibile:	F1 x 630 mA L 250 V
ISO 10079-1:	High vacuum /Low flow
Potenza assorbita:	50VA
Aspirazione massima:	-75kPa (- 0.75bar) Regolabile da -75kPa (-0.75 bar) a -10kPa (-0.10 bar)
Flusso massimo di aspirazione:	16 l/min
Peso:	4.9 kg
Dimensioni:	350 x 210 x 180 mm
Classe di isolamento:	II
Durata batterie:	45 – 50 min

## Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.  
L'utilizzo del dispositivo è riservato a personale qualificato.  
Non smontare mai l'apparecchio.  
Per qualsiasi intervento contattare il servizio assistenza tecnica Intermed.  
Comunque, non utilizzare mai senza flacone e senza filtro di protezione.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Per una corretta procedura di pulizia e controllo delle parti costituenti e degli accessori, leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo dello strumento.  
In ogni caso, non lavare, sterilizzare o autoclavare mai il filtro antibatterico.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Modalità di smaltimento

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici ovvero riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno ad uno.

La raccolta differenziata per il successivo avvio dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione.

## Accessori

RE 210001	Vaso da 1.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210351	Vaso da 2.000 cc completo per aspiratori INTERMED
RE 210400	Sonda di aspirazione CH 20 – conf. 10
SP 0036	Set tubi con filtro 6 x 10 mm
RE210355	Set tubi senza filtro 6 x 10 mm
SP 0046	Filtro antibatterico per aspiratori INTERMED

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142