

Rev. 01
Maggio 2010



Scheda tecnica

P80X

Manici per bisturi



Codice	Descrizione
P803	Manici per bisturi in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. Misura 3
P804	Manici per bisturi in acciaio inossidabile in confezione da 10 pz. Misura 4

Indicazioni	
Produttore	LANCE PARAGON LIMITED Sheffield U.K.
Conformità	Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Manici per bisturi in acciaio inossidabile

Sterilità

La sterilizzazione viene effettuata a raggi gamma nell'ambito di un processo industriale validato secondo le normative tecniche vigenti.

La sterilità della confezione individuale è garantita a condizione che questa sia integra, cioè non sia stata aperta o danneggiata.

Confezionamento

Box cartone da 10 pz.

Controindicazioni e avvertenze

Per uso esclusivamente in ambito ospedaliero, da impiegarsi solo con confezione del bisturi integra.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione e validità del prodotto

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

5 anni dalla data di sterilizzazione.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Garanzia

12 mesi per difetti di produzione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142