

Rev. 01
Maggio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

LITTMANN SELECT

Fonendoscopio per adulti

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
2290	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice - Nero
2291	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Blu caraibi
2292	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Rosa perlato
2293	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Burgundy
2294	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice - Viola
2296	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Lampone
2298	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Blu royal
2301	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Azzurro cielo
2303	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice - Lilla
2305	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Verde pino
2306	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice – Blu oceano
2310	Fonendoscopio per adulti, testina in zinco, componenti in gomma naturale e lavorata, privi di lattice - Pesca

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Indicazioni	
Produttore	3M Health Care-St. Paul, Minnesota – U.S.A.
CND	C9005
Repertorio	21673/R
Conformità	Dispositivo medico Marcatura di conformità CE secondo Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche – Direttiva CEE 93/42 – Classe I

Indicazioni

3M™ Littmann™ Select è il fonendoscopio ideale per il personale infermieristico e paramedico. Il 3M™Littmann™ Select è indicato per l'auscultazione della pressione sanguigna. Per esclusivo utilizzo professionale.

Descrizione

Il 3M™ Littmann™ Select è adatto sia per l'auscultazione della pressione sanguigna che per tutte le esigenze specifiche.

Le principali caratteristiche sono:

- la testina in zinco, con diaframma in fibra di vetro epossidica
- il tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- l'archetto biauricolare leggero, in alluminio
- le olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone
- lunghezza: 71 cm
- peso: 115 g.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale nè gomma naturale lavorata.

Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Suoni provenienti dal corpo umano
Testina:	in acciaio inossidabile – diametro membrana 45 mm
Peso:	115 g.
Lunghezza tubo:	71 cm.

Marchi di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i "sistemi di qualità" per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di "Quality Assurance" è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l'uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all'autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell'FDA, Food and Drug Administration – l'ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

l'osservanza delle pertinenti "GMPs", Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).
3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002 dall'Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

Controindicazioni e avvertenze

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.
Il fonendoscopio 3M™ Littmann™ Select può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.
Il fonendoscopio non va immerso in alcun liquido, ne sterilizzato a vapore.
Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc. .
Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.
Il fonendoscopio 3M™ Littmann™ Select è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per tre anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.
Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M™ Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.
Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

36556	Ghiera + membrana per Littmann Select colore nero
37811	Olive morbide a pressione – colore nero
37812	Olive morbide a pressione – colore grigio
37808	Olive rigide a pressione – colore grigio
37809	Olive piccole morbide a pressione – colore nero
2170	Targhetta identificativa fonendo/stetoscopio

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142