

Rev. 00  
Marzo 2014

 LifeMED

## Scheda tecnica

UC-351PBT-Ci

Bilancia elettronica per uso privato  
– trasmissione dati Bluetooth

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
UC-351PBT-Ci	Bilancia elettronica per uso privato – trasmissione dati wireless Bluetooth

Indicazioni	
Produttore	A&D Company Limited – Tokyo Giappone
CND	V0399
Conformità	Direttiva CEE 89/336 – 93/68

### Indicazioni

Bilancia elettronica per il controllo del peso corporeo con tecnologia wireless Bluetooth con certificazione Continua compatibile con i sistemi iOS.

Ideale per applicazioni a centrali di raccolta parametri fisiologici e per le applicazioni di telemedicina.

### Descrizione

Bilancia pesa persone elettronica per uso privato con display a cristalli liquidi dal design sottile.

La bilancia ha la possibilità di selezionare la pesata in Kg. o libbre, una portata di 150 Kg. e una divisione che varia, automaticamente, da 100 g a 200 g in base al peso.

Dimensioni limitate che permettono la conservazione anche in piccoli spazi.

Funzionamento a batterie alcaline.

### Accessori presenti all'interno della confezione

UC-351PBT-Ci
nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	peso corporeo
Portata	150 Kg
Divisione	0,1Kg<150 Kg>0,2 Kg
Capacità di memorizzazione:	200 misure
Funzioni:	Visualizzazione peso corporeo Selezione tra Kg. e lb.
Display:	a cristalli liquidi – altezza caratteri 25 mm
Alimentazione:	nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA
Spegnimento:	automatico dopo 5 secondi
Dimensioni:	350 (L) x 350 (P) x 39 (A) mm
Peso:	2,3 Kg.
Temperatura di utilizzo:	+10 °C ~ +40 °C
Temperatura di conservazione:	-20 °C ~ +70 °C
Bluetooth	Bluetooth Ver. 2.1 classe 1 Compatibile SSP HDP

## Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142