

Rev. 02
Maggio 2012

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 959

Bilancia pesa persone a poltrona
wireless

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
959 7021 092	Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	77013/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia digitale a poltrona per uso medico, per pesare persone in posizione seduta, già inclusiva della tecnologia wireless di seca.

Descrizione

seca 959: bilancia digitale a poltrona già inclusiva della tecnologia **wireless** di seca.

Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in acciaio a tubi circolari.

La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli sollevabili e ribaltabili all'indietro permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia.

Gli ampi poggipiedi che possono essere spinti totalmente sotto la seduta e piegati lateralmente, ed il blocco delle due ruote posteriori consentono di far sedere/alzare il paziente nella massima sicurezza - agevolando inoltre il lavoro del personale medico e paramedico.

La posizione dell'ampio display a LCD dietro la poltrona rende facile la lettura, e le molte funzioni offerte (BMI inclusa) soddisfano tutte le esigenze.

La forma ergonomica della maniglia permette di spingere o tirare la bilancia a poltrona in qualsiasi

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

direzione.

Questa bilancia mobile, utilizzabile a rete o a batterie ricaricabili, è un prezioso aiuto ovunque: in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria - per bambini piccoli che sono già troppo grandi per le pesa neonati.

Nella pratica borsa (seca 471) fissata alla bilancia si può conservare l'alimentatore a rete.

Accessori presenti all'interno della confezione

959
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	300 Kg.
Divisione:	50 g <150 kg> 100 g 100 g <250 kg> 200 g
Dimensioni (LxAxP):	563x906x970 mm
Peso:	24,5 kg
Alimentazione:	a rete / batterie ricaricabili 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA
Assorbimento:	Circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142